

TENSIÓMETRO

Equipo esfigmomanómetro

Tensiómetro FARMA tiene un diseño actual de dimensiones reducidas. Mide la tensión sistólica, diastólica y el ritmo cardiaco.

La lectura de presión arterial está basada en el método oscilométrico. Usa un sensor piezoresistivo de presión con lectura digital, y un brazalete se coloca en el brazo, que es inflado y desinflado por una bomba y válvulas eléctricas.



Características

- Método oscilo métrico
- Corte de papel automático
- Monedero ajustable a cualquier moneda
- Taburete incluido
- Múltiples idiomas
- Display LCD con guía interactiva y publicidad
- Alto: 120 cm
- Ancho: 50 cm, incluido el brazalete
- Profundo: 50 cm
- Peso: 30 kg

TENSIÓMETRO

Equipo esfigmomanómetro

Tensiómetro EGARA tiene un diseño actual de dimensiones reducidas. Mide la tensión sistólica, diastólica y el ritmo cardiaco.

Toma la tensión según la norma médica ANSI/AAMI SP10, adaptable a todas las monedas.



Características

- Método oscilo métrico
- Corte de papel automático
- Monedero ajustable a cualquier moneda
- Diferentes tipos de taburetes
- Múltiples idiomas
- Display LCD con guía interactiva y publicidad
- Alto: 140 cm
- Ancho: 46 cm, incluido el brazalete
- Profundo: 52 cm
- Peso: 42,5 kg